

Composition

- 1 Container de stérilisation
 - 3 Mèches \varnothing 2.8 mm
 - 3 Mèches \varnothing 4,3 mm
- 1 Guide pour vis \varnothing 2,4 et 2,7 mm
 - 1 Guide pour vis \varnothing 3,5 mm
 - 1 Guide pour vis \varnothing 5,0 mm
 - 1 Guide pour vis \varnothing 6,5 mm
- 1 Tournevis torque avec préhenseur empreinte 2,5 mm
- 1 Tournevis torque avec préhenseur empreinte 3,5 mm